

Пластырь фиксирующий из нетканого материала, в рулоне



Omnifix® Silicone – для фиксации любых первичных повязок, которые представляют собой несамоклеящиеся раневые повязки и перевязочный материал, особенно для покрытия обширных участков¹

НОВИНКА

Удобный для пациента

- Не оставляет адгезивный материал на коже;
- Можно разрезать и придать желаемую длину и форму;
- Водонепроницаемый;
- Надежно прилегает и принимает форму тела.

Безопасен в применении

- Практически не вызывает болевых ощущений при смене повязки, безболезненное удаление;
- Дышащий, водостойкий материал;
- Отсутствие раздражающего действия на кожу.

Простой в использовании

- Самоклеящийся;
- Может комбинироваться с любыми первичными повязками



Доступна к заказу в следующих размерах:

Наименование	Артикул	Размер	Шт. в транс. уп.
Omnifix® Silicone/ Омнификс Силикон	9000010	10 см x 5 м	12
	9000020/9000030	10 см x 2 м	64

1. Инструкция к применению изделия медицинского назначения Omnifix®Silicone/Омнификс Силикон